

PLAY SAFE® 4u

freie Individualisierung
Ihres **PLAY SAFE®**

Der Playsafe-Mundschutz lässt sich nicht nur individuell in verschiedenen Farben anfertigen, wie z.B. in den **Farben Ihres Sportvereins**, sondern kann auch mit (Vereins) **Logo, Schriftzug** oder Ihrem **Wunschmotiv** versehen werden.

Schicken Sie uns einfach Ihr gewünschtes Design als jpg oder pdf unter dem Stichwort Playsafe an **info@novadent.de**. Für Fragen rufen Sie uns unter der Hotline **0800-800 31 31*** an.

*gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz



Über NOVADENT

Informationen zum Sportmundschutz Playsafe erhalten Sie auch beim Dentallabor NOVADENT. Die Zahntechniker stellen den Mundschutz individuell für den Patienten her.

Neben verschiedenen Schienen wie Playsafe oder der Zahnkorrekturschiene NOVAProSmile® bietet das Meisterlabor mit Stammsitz in Hamburg seit über 25 Jahren die gesamte Bandbreite an Zahnersatz an. Ob Inlay, Krone, Brücke, Implantatversorgung oder Prothese – mit NOVADENT können Patienten erheblich bei ihrer privaten Zuzahlung sparen und das ohne Abstriche bei der Qualität.

Ein besonderer Service ist unsere Patientenberatung – entweder über die **Beratungshotline 0800-800 31 31*** oder persönlich an unserem Stammsitz in Hamburg.

*gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

NOVADENT®

Schöne Zähne für alle.

NOVADENT Dentaltechnik- Handelsgesellschaft mbH
Straßenbahnring 3 · 20251 Hamburg
Tel.: 040 - 532 81 800 · Fax: 040 - 531 13 32 · www.novadent.de

Sportmundschutz

Für ein lückenloses Lächeln



NOVADENT®

Schöne Zähne für alle.

Stand: 08/2022

Sie betreiben Sport? Denken Sie an Ihre Zähne!

Sie lieben die Geschwindigkeit und begeistern sich für Trendsportarten? Sie sind vielleicht Anhänger von Mannschaftssportarten oder Kampfsport wie Eishockey, American Football oder Boxen? Für welche Sportart auch immer Ihr Herz schlägt, das Tragen einer Schutzausrüstung mit Knieschonern und Helm o.ä. ist dabei selbstverständlich. **Doch haben Sie auch an den Schutz Ihrer Zähne gedacht?**

Laut der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) sind Sportunfälle die Ursache für bis zu **39 Prozent** aller Zahn- und Mundverletzungen. Rund **80 Prozent** dieser Unfälle betreffen die oberen Schneidezähne. Die Verletzungen führen nicht selten zum Verlust eines Zahnes oder gleich mehrerer Zähne. Eine aufwändige zahnärztliche Behandlung ist die Folge.



Mit Sportmundschutz vorbeugen:

Wer sich das ersparen möchte, sollte einen Sportmundschutz tragen. Der **PLAYSAFE**® Mundschutz von ERKODENT wird von Zahntechnikern individuell für Sie angefertigt – er passt exakt auf die Zahnreihe, sitzt sicher und reduziert das Verletzungsrisiko um den Faktor 60. Dabei erlaubt der Mundschutz freies Atmen und normales Sprechen.

25 Farben stehen für jeden **PLAYSAFE**® zur Verfügung



Wunschfarbe
ankreuzen:

PLAYSAFE® Sportmundschutz aus bis zu **4 Farben!**

Sie können sich Ihren Mundschutz **mehrfarbig** aus den **Farben 1 bis 15** zusammenstellen.

Bitte geben Sie dazu die Farbnummern an.

Beispiel: 2 1 9 11





Bitte den gewünschten Playsafe Typ
ankreuzen:


PLAYSAFE® *triple* + **PLAYSAFE**® *triple light*




PLAYSAFE® *triple* und *triple light* sind für jede Sportart geeignet. Dreischichtiger Sportmundschutz, mit harter Zwischenschicht. **Triple light** ist für kleine Mundverhältnisse geeignet.




PLAYSAFE® *heavy-pro*, 3-schichtig, mit harter Zwischenschicht, für: **Feldhockey, Rollerblading, Squash, Polo, Eishockey, Karate, Kickboxen, Rugby** u. Ä. Bei harten und kleinflächigen Schlägen.



PLAYSAFE® *light-pro*, 3-schichtig, mit harter Zwischenschicht ist für kleine Mundverhältnisse geeignet. Gleicher Einsatzbereich wie bei **heavy-pro**.



PLAYSAFE® *medium*, 2-schichtig, für: **Boxen, Biking, Basketball, Fußball, Judo, Ringen** u. Ä. Bei eher großflächigen Schlägen.



PLAYSAFE® *light*, 2-schichtig, bei beengten Mundverhältnissen, für: siehe **medium**. Playsafe light schützt aufeinander schlagende Zahnreihen vor intraoralen Verletzungen.